


お客様 各位

令和元年 10 月



「神経麻酔分野の小口径コネクタ製品」対応について

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

また平素より格別なるお引き立てを賜りまして厚く御礼申し上げます。

今般の神経麻酔分野 小口径コネクタ製品の切替えにつき弊社の対応についてご案内申し上げます。

今後とも引き続きご愛顧の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

神経麻酔分野の小口径コネクタ製品については国際規格 ISO 80369-6 に準拠した製品へ切替えが行われる事となり、弊社の下記製品も同様に規格変更となります。

現規格 ～2020 年 1 月末日	新規格 (ISO 80369-6 準拠品) 2020 年 2 月 1 日～
販売名 「薬液注入針電極 (ユニーク針)」	販売名 「薬液注入針電極 (ユニーク針)」
一般的名称 「一時的使用麻酔用穿刺針」	一般的名称 「一時的使用麻酔用穿刺針」
ユニーク針 (30 mm×10 本) 型式 : UN-100-30PA	ユニーク針 (30 mm×10 本) 型式 : UN-103-30PA
ユニーク針 (50 mm×10 本) 型式 : UN-100-50PA	ユニーク針 (50 mm×10 本) 型式 : UN-103-50PA
ユニーク針 (70 mm×10 本) 型式 : UN-100-70PA	ユニーク針 (70 mm×10 本) 型式 : UN-103-70PA
販売名 「エックスステーションチューブ」	製造販売終了
一般的名称 「輸液用延長チューブ」	
型式 : JT-100-200AO	

現規格品につきましては 2020 年 1 月末日をもって販売を終了し、2020 年 2 月 1 日より

新規格製品 (ISO 80369-6 準拠品) に変更させていただきます。

また、関連商品として販売させて頂いておりましたユニーク針エックスステーションチューブ (JT-100-200AO) は同 2020 年 1 月末をもって製造販売を終了させていただきますので予めご了承ください。

尚、新規格製品の販売開始に関しましては改めてご案内申し上げます。

以上